

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΙΝΙΝΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Επίθεμα από ίνες πολυβινυλικής αλκοόλης με άργυρο που όταν απορροφά υγρά μετατρέπεται σε επίθεμα υδρογέλης κρατώντας σταθερή την δομή του για αρκετές ημέρες.

Αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Λειτουργεί και με συμπίεση χωρίς να επιστρέφει τα υγρά που έχει απορροφήσει. Κατάλληλα για μολυσμένες εξιδρωματικές πληγές όπως κατακλίσεις, φλεβικά έλκη.

Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.

Διάσταση 10 X 10 cm

Σκοπιμότητα εισαγωγής:

Το επίθεμα αυτό λόγω της δομής του έχει μοναδικά χαρακτηριστικά ενώ μπορεί και απορροφά μεγάλα ποσά εξιδρώματος τα κατακρατεί με αποτέλεσμα να μην προκαλεί εμβροχή. Επιπλέον λόγω της δυνατότητας κατακράτησης του εξιδρώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε φλεβικά έλκη με χρήση συμπίεσης αλλά και διάφορες πληγές (κατακλίσεις) που βρίσκονται σε σημεία του σώματος που υπάρχει πίεση από το εξωτερικό περιβάλλον. Η καλή διαχείριση των υγρών επιτρέπει τις λιγότερες αλλαγές και την επιτάχυνση της διαδικασίας της επούλωσης. Επίσης περιέχει άργυρο και βοηθά στη αντιμετώπιση των μολύνσεων. Λόγω της ικανότητάς του να μετατρέπεται σε επίθεμα υδρογέλης βοηθά και στον καθαρισμό της πληγής από τις νεκρώσεις αλλά και στην σωστή ενυδάτωση της πληγής. Τέλος λόγω του ότι παραμένει η δομή του συμπαγής -δεν διαλύεται και δεν αφήνει υπολείμματα- επιτρέπει την εύκολη αφαίρεσή του χωρίς τον κίνδυνο παραμονής υπολειμμάτων στην πληγή.

Συνεπώς βοηθά στην καλύτερη διαχείριση των πληγών, μειώνοντας τις αλλαγές, βοηθώντας στην επούλωση και άρα και στην μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των πληγών.