

## Ενδεικτικές προδιαγραφές για μάσκα NIV

Μάσκα κατάλληλη για μη επεμβατικό αερισμό ενηλίκων, στοματορινική, πολλαπλών χρήσεων " Μάσκα NIV χωρίς βαλβίδα αντι-ασφυξίας ώστε να χρησιμοποιείται σε κύκλωμα διπλού σωλήνα όπου η εκπνοή εκτελείται από κανονικό αναπνευστήρα (όχι απλή συσκευή PAP). Είναι κατάλληλη για τρόπο αερισμού CPAP και διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Το μαξιλαράκι αν είναι από γέλη σιλικόνης (silicone-gel) προς νοσοκομειακή χρήση.
- Να είναι κατασκευασμένη από υλικό πλαθόμενο ώστε να προσαρμόζεται στο πρόσωπο του κάθε ασθενή (customized fit).
- Με ρυθμιζόμενο, ευλύγιστο σημείο αντιρρόπησης μετώπου, για μικρότερη πίεση τοπικά και μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς.
- Με μαγνητικά κλιπ για εύκολη τοποθέτησή της αλλά και απομάκρυνσή της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Να είναι απολυμαινόμενη θερμικά με ατμό (έως τους 93 οC), ή με χημικά απολυμαντικά.
- Με κεφαλοδέτη 4 σημείων, με δύο άκρα Velcro® και δύο μαγνητικά κλιπ.
- Με σωλήνα σύνδεσης swivel με το κύκλωμα αναπνοής, κίνησης 360 μοιρών, για μεγαλύτερη ευελιξία.